

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

We make the world smile

TANDEX це загальновідомий датський виробник засобів догляду для ротової порожнини. Наша перша зубна щітка вийшла на ринок у 1931, з того часу компанія постійно розширює асортимент якісної продукції, яка сприяє здоров'ю зубів та високій гігієні ротової порожнини. Наш досвід та високий професіоналізм гарантує, що ми доставляємо лише якісну продукцію. Саме тому нас обирають та довіряють нам свою усмішку.

Наша продукція створена людьми для людей. Ми дбаємо про довкілля і використовуємо виключно дозволена харчову сировину. Більшість нашої упаковки повторно переробляється і ми зацікавлені в альтернативних джерелах енергії. Ми працюємо виключно з висококваліфікованими спеціалістами, оскільки ми хочемо надихати та бути найкращими на ринку . Впродовж років ми створюємо новаторські продукти та постійно розвиваємось.

Як відомо, ми клієнтоорієнтовані здатні адаптуватись та гнучкі. Ми дбаємо про зручну та безпечну доставку і ми завжди готові розглянути варіанти щодо спеціальної пропозиції для наших клієнтів. Ми можемо собі це дозволити адже виробництво так близько до нас.

Для розробки та виготовлення якісної продукції для всього світу необхідна командна робота. Саме тому ми дбаємо про умови праці наших працівників. Ми довіряємо один одному та впевнені, що завжди знайдеться колега, який зможе тебе підтримати. Хороша співпраця базується на чесному спілкуванні. З нами день починається з посмішки. Ми завжди знайдемо привід, щоб посміятись разом. Ми дбаємо один про одного . Позитивний настрій є нашим спільним якорем.

TANDEX представлена у багатьох країнах світу. Розвиток є важливим для нас, але насамперед ми керуємся дбайливим ставленням до навколишнього середовища та підтримуємо ідею здорового способу життя . Наша цінність - висока якість та чесність, які допоможуть світу посміхатись .

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Зубні щітки TANDEX CLASSIC



TANDEX® CLASSIC™ 40,44,66 and 88

Датський дизайн. Виробництво у місті Лінге, Данія

Ніжне ефективне очищення

- Для виробництва зубних щіток TANDEX CLASSIC використовується сонячна енергія
- Усі щітки оптимально функціонують при кругових рухах
- Заокруглені волокна мінімізують ризик абразивного пошкодження
- Щільні пучки забезпечують ефективне очищення
- Округла насадка щітки ніжна для порожнини рота та забезпечує легкий доступ до всіх зубів
- Довга вигнута шийка забезпечує легкий доступ до всіх зубів, в тому числі до молярів
- Широка ручка з шорсткою поверхнею забезпечує зручне утримання щітки навіть мокрими пальцями
- 40 компактних пучків щетини на 6/12 з нейлону забезпечують ретельне очищення та правильне вбирання води
- Довгу ручку зручно тримати
- Виготовляються із сировини, що використовується для виробництва харчових продуктів і не містить токсичних речовин та речовин, що порушують гормональний фон
- Розроблено у співпраці з кваліфікованими стоматологами

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Зубні щітки TANDEX CLASSIC

TANDEX CLASSIC 40 Medium/Hard - Артикул 04002 and 804026				
Ручка	довжина: 18cm	діаметр: 1,5cm	матеріал: SAN	вага: 12g
Щітка	довжина: 11mm \pm 0,5mm	40 щіток діаметром: 1,5mm	матеріал: Nylon	товщина волокон: 9mils (0.2286 mm)
Анкерний дріт: copper / zinc / manganese / nickel				
Виробник: Данія Щітка не містить ПВХ(Полівінілхлорид)				

TANDEX CLASSIC 44 Hard - Артикул 804402 and 804426				
Ручка	довжина: 18cm	діаметр: 1,5cm	матеріал: SAN	вага: 12g
Щітка	довжина: 11mm \pm 0,5mm	40 щіток діаметром: 1,5mm	матеріал: Nylon	товщина волокон: 10mils (0.254mm) з 9mils (0.2286 mm) у центрі
Анкерний дріт: copper / zinc / manganese / nickel				
Виробник: Данія Щітка не містить ПВХ (Полівінілхлорид)				

TANDEX CLASSIC 66 Medium Артикул 06602 and 806626				
Ручка	довжина: 18cm	діаметр: 1,5cm	матеріал: SAN	вага: 12g
Щітка	довжина: 11mm \pm 0,5mm	40 щіток діаметром: 1,5mm	матеріал: Nylon	товщина волокон: 8mils (0.2032 mm)
Анкерний дріт: copper / zinc / manganese / nickel				
Виробник: Данія Щітка не містить ПВХ (Полівінілхлорид)				

The
Premium
Brand


TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Зубні щітки TANDEX CLASSIC

TANDEX CLASSIC 88 Soft - Item no. 808802 and 808826				
Ручка	довжина: 18cm	діаметр: 1,5cm	матеріал: SAN	вага: 12g
Щітка	довжина: 11mm \pm 0,5mm	40 щіток діаметром: 1,5mm	матеріал: Nylon	товщина волокон: 6mils (0.1524 mm)
Анкерний дріт: copper / zinc / manganese / nickel				
Виробник: Данія		Щітка не містить ПВХ (Полівінілхлорид)		

Використання: Щоденне чищення зубів і ясен. .



Чистити зуби мінімум 2 рази на день не менше 2 хвилини. Легкими рухами почистіть окремо зовнішню, внутрішню сторону та жувальні поверхні. Щітку тримають під кутом, щоб вона торкалася ясен. Щіткою потрібно робити легкі кругові рухи. Завдяки розробленому дизайну щіток TANDEX, легко контролювати тиск і рух по колу, щоб ідеально очистити лінію ясен і міжзубні проміжки, не пошкоджуючи емаль. Особливу увагу приділіть лінії ясен.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Зубні щітки очищають лише поверхню, а не міжзубні проміжки. Для оптимального очищення міжзубних проміжків використовуйте міжзубні щітки TANDEX FLEXI, TANDEX WOODI або TANDEX FLEXI Max. Крім того, використовуйте SOLObyTANDEX як доповнення у важкодоступних місцях, наприклад: лінії ясен, моляри, скупчені, неправильної форми зуби, непрорізані зуби, коронки та брекети. SOLObyTANDEX також чудово підходить для масажу ясен, що важливо, оскільки покращується кровообіг. Це може продовжити життя зубів.

До 12 років чистити зуби повинен під контролем дорослого. До цього моторика дитини не розвинена, щоб самостійно впоратися із завданням.

Дітей до 3 років не можна залишати із зубною щіткою без нагляду дорослих.

При кровоточивості ясен рекомендуємо звернутись до стоматолога.

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Зубні щітки TANDEX Advance



TANDEX® Advance™ Soft and Medium

Датський дизайн. Виробництво у місті Лінге, Данія

- Ніжне ефективне очищення

- Для виробництва зубних щіток TANDEX Advance використовується сонячна енергія
- Заокруглені волокна мінімалізують ризик абразивного пошкодження
- Спеціальний V-подібний проріз зберігає ясна чистими та зменшує наліт
- Спеціальний проріз особливо добре підходить для догляду за зубами у пацієнтів з брекетами
- Довга вузька шийка забезпечує легкий доступ до всіх зубів
- Гумова ручка забезпечує гарне захоплення навіть мокрими пальцями
- Маленька компактна овальна головка
- 51 компактний пучок щетини на 6/12 з нейлону забезпечує ретельне очищення та правильне вбирання води .
- Виготовляються із сировини, що використовується виробництва харчових продуктів і не містить токсичних речовин та речовин, що порушують гормональний фон

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Зубні щітки SOLO



Зубні щітки SOLO – Ultra-soft, Soft, Medium and Long

- Монопучкові зубні щітки SOLO

Доповнення до щоденного чищення зубів.

Забезпечує м'яке, легке та оптимальне очищення – без пошкодження зубів і ясен:

- Пучок ручної роботи
- Маленька головка
- Спеціально вигнута під кутом довга шийка
- Функціональність.
- Спеціалізований асортимент – складається з 4 варіантів для оптимального задоволення всіх потреб
- Вироблено в Данії з використанням сонячної енергії
- Схвалена харчова сировина

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Зубні щітки SOLO

SOLO — відома серія спеціальних монопучкових щіток для догляду за зубами та яснами. SOLO розроблено у співпраці зі стоматологами та протягом десятиліть довели свою цінність, допомагаючи багатьом людям у догляді за ротовою порожниною.

SOLO призначений для очищення тих ділянок ротової порожнини, де важко дістатися зубною щіткою. Маленька головка та шийка вигнута під кутом забезпечують доступ у важкодоступних місцях. Унікальний пучок ручної роботи м'яко масажує та стимулює ясна. SOLO забезпечує легке та оптимальне очищення без пошкодження зубів і ясен.

Доступні чотири варіанти щіток SOLO, щоб оптимально задовольнити всі потреби та забезпечити найкращий догляд за кожною ділянкою.

SOLO Soft and Medium

Спеціальна техніка виробництва наконечників цих 2 щіток робить їх дуже унікальним інструментом, який забезпечує найкраще очищення без пошкодження зубів і ясен. Монопучкова щітка також розроблена з двома ступенями жорсткості, щоб відповідати потребам користувача.

SOLO Soft and medium особливо підходить для лінії ясен, міжзубних проміжків і навколо молярів, скупчених, неправильної форми зубів, непрорізаних зубів, коронок і брекетів.

SOLO Soft and Medium також чудово підходить для масажу ясен, що важливо, оскільки це покращує кровообіг і може продовжити життя зубів.

SOLO Ultra Soft

UltraSoft з унікальним пучком спеціально розроблений і виготовлений для чутливих ясен. Ультрам'яка та ніжна щітка особливо підходить для догляду навколо імплантатів і після операції, а також після хіміотерапії та променевої терапії. У поєднанні з PREVENT GEL можна отримати додатковий захист зубів і ясен. Унікальне поєднання інгредієнтів у PREVENT GEL сприяє оптимальному захисту. Фтор захищає емаль і в той же час забезпечує антибактеріальну дію.

SOLO Long

Завдяки дуже довгій щетині SOLO Long забезпечує хороший і легкий доступ до глибоких пародонтальних кишень. У поєднанні з PREVENT GEL на щітці забезпечується повний захист цього вразливого місця в роті.

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Зубні щітки SOLO

SOLObyTANDEX, Medium - Артикул 800102 and 800126				
Ручка	довжина: 17,9cm	діаметр: 1,5cm	матеріал: SAN	вага: 8g
Щітка	довжина: 7mm \pm 0,5mm	діаметр: 4,0mm	матеріал: Nylon, прозорий, нейтральний	товщина волокон: 8mils (0.2032 mm)
Виробник: Данія		Щітка не містить ПВХ (Полівінілхлорид)		

SOLObyTANDEX, Soft - Артикул 00202 and 800226				
Ручка	довжина: 17,9cm	діаметр: 1,5cm	матеріал: SAN	вага: 8g
Щітка	довжина: 7mm \pm 0,5mm	діаметр: 4,0mm	матеріал: Nylon, прозорий, нейтральний	товщина волокон: 6mils (0.1524 mm)
Виробник: Данія		Щітка не містить ПВХ (Полівінілхлорид)		

SOLObyTANDEX, UltraSoft - Артикул 00284 and 800086				
Ручка	довжина: 17,9cm	діаметр: 1,5cm	матеріал: SAN	вага: 8g
Щітка	довжина: 7mm \pm 0,5mm	діаметр: 4,0mm	матеріал: Nylon, білий	товщина волокон: 4mils (0.1016 mm)
Виробник: Данія		Щітка не містить ПВХ (Полівінілхлорид)		

SOLObyTANDEX, Long - Артикул 00125 and 803126				
Ручка	довжина: 17,9cm	діаметр: 1,5cm	матеріал: SAN	вага: 8g
Щітка	довжина: 10mm \pm 0,5mm	діаметр: 4,0mm	матеріал: Nylon, білий	товщина волокон: 10mils (0.254mm)
Виробник: Данія		Щітка не містить ПВХ (Полівінілхлорид)		

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Зубні щітки SOLO

Використання: Спеціальна щітка, розроблена як доповнення ротової порожнини. Унікальний пучок ручної роботи спеціально розроблений і виготовлений для легкого й оптимального очищення без пошкодження зубів і ясен.



Зберігання: Уникати попадання прямих сонячних променів і у важкодоступному для дітей місці

Ризики: Немає, якщо використовувати за призначенням

Термін придатності: Слід замінити, коли щітки втратили форму. Стоматологи рекомендують змінювати зубні щітки щонайменше кожні 3 місяці. Усі зубні щітки стійкі до опарювання, тому їх легко підтримувати в чистоті та зменшити ризик появи бактерій.



Виробник: Данія

HS CODE: 96032100

UNSPSC Code: 53131503

Важливо: SOLO є зареєстрованою торговою маркою TANDEX!
Будь ласка, запитуйте інформацію щодо правильного використання!



Data & USP

TANDEX 
keeps you smiling

Subject: Набір ORTHO KIT

To:



Зубна щітка TANDEX® Advance™ Medium Датський дизайн. Виготовлено у м.Лінге (Данія) Ніжне ефективне очищення

- Заокруглені волокна щетини мінімізують ризик абразивного пошкодження
- Спеціальний V-подібний проріз зберігає ясна чистими та зменшує наліт
- Спеціальний проріз особливо добре підходить для догляду ротової порожнини у пацієнтів з брекетами
- Маленька компактна овальна головка
- 51 компактний пучок щетини на 6/12 з нейлону забезпечує ретельне очищення та правильне вбирання води
- Виготовляються із сировини, що використовується для виробництва харчових продуктів і не містить токсичних речовин та речовин, що порушують гормональний фон

Сонячна енергія використовується
для виробництва зубних щіток
TANDEX Advance

Продукція: Зубна щітка TANDEX
ADVANCE Medium

Barcode: -

Матеріал ручки: PP (Polypropylene)
і TPE (Thermoplastic elastomer)

Волокна : 6/12 nylon

Використання: Перегляньте
інструкцію користувача.

Використання : Не під прямими
сонячними променями у
важкодоступному для дітей місці

Термін придатності :

Необхідно замінити, коли щітки
втратили форму. Стоматологи
рекомендують замінити зубні щітки
мінімум кожні 3 місяці.



Subject: Набір ORTHO KIT

To:



Монопучкові зубні щітки SOLO® Medium
- Оригінальна зубна щітка SOLO® by TANDEX®
Датський дизайн, виготовлено в м.Лінге, Данія

- **Ніжне ефективне очищення**

- Забезпечує м'яке, легке та оптимальне очищення – без пошкодження зубів і ясен:
- Унікальний пучок ручної роботи
- Маленька головка
- Спеціально вигнута під кутом довга шийка
- Призначена для підтримки професійного та ідеального очищення незнімних ортодонтичних апаратів
- Виготовляється на нашому заводі в Данії з використанням сонячної енергії для виробництва
- Виготовляються із сировини, що використовується для виробництва харчових продуктів і не містить токсичних речовин і речовин, що руйнують гормони

Продукція : Зубна щітка SOLO Medium

Barcode: -

Ручка: SAN (Styrene Acrylonitrile)

Волокна: 6/12 nylon

Використання: Перегляньте інструкції користувача,

Зберігання: Не під прямими сонячними променями
у важкодоступному для дітей місці

Термін придатності :

Необхідно замінити, коли щітки втратили форму.

Стоматологи рекомендують замінити зубні щітки мінімум кожні 3 місяці.



Data & USP

TANDEX 
keeps you smiling

Subject: Набір ORTHO KIT

To:



TANDEX® Віск ортодонтичний

Виготовлено в Данії

Захисний бар'єр слизової

- Легко наноситься
- Запобігає пошкодженню слизової
- Ідеальний бар'єр між незручними ріжучими краями брекетів і чутливою слизовою порожнини рота
- Заспокоює, коли виникло пошкодження слизової
- Зручна коробка для зберігання

Продукція : Віск TANDEX

Вміст: 4 гр. Прозорий білий віск по

5 смужок -Мікрокристалічний віск

Зберігання: Уникати прямого попадання сонячних променів і у важкодоступному для дітей місці

Ризики: Немає за умов

правильного використання

Термін придатності: Немає



Subject: Набір ORTHO KIT

To:



Міжзубні йоржики TANDEX® FLEXI®

-Преміальний бренд міжзубних йоржиків

-Виготовлено у Данії

- Спеціальна конічна форма щітки йоржика забезпечує дбайливе ефективне очищення навколо ортодонтичних апаратів
- Гнучка, м'яка ручка зручна у використанні
- Наконечник йоржика легко адаптується під оптимальним кутом
- Завдяки спеціальному матеріалу ручки йоржик не ковзає у руці
- Стержень з дроту, з пластиковим покриттям
- Забезпечує хорошу гігієну порожнини рота
- Допомогає запобігти нальоту та карієсу
- Сировина, схвалена для харчових продуктів

Продукція: Міжзубні йоржики
TANDEX FLEXI

Barcode: -

Ручка: TPE (Thermoplastic elastomer)

Волокна: 6/12 nylon

Дріт: Покритий пластиком

Характеристика:

Колір	d. щітки	d дроту
Салатовий	3.00-6.00 mm	1.00 mm

Використання : Перегляньте інструкцію

Зберігання : Уникати прямого попадання сонячних променів і у важкодоступному для дітей місці

Ризик: Немає за умов використання за призначенням



Data & USP

TANDEX 
keeps you smiling

Subject: Набір ORTHO KIT

To:



Продукція: Набір TANDEX ORTHO KIT

Barcode: 5703459004906

Вміст:

1 Зубна щітка TANDEX ADVANCE Medium

1 Зубна щітка монопучкова SOLO Medium

4 Міжзубні йоржик TANDEX FLEXI

1 віск ортодонтичний TANDEX (4 gr.)

1 Інструкція по використанню

Упаковка: Картон

Використання : Перегляньте інструкцію

Зберігання : Не під прямими сонячними променями і у важкодоступному для дітей місці

Ризик: Немає за умов використання за призначенням

Термін придатності:

TANDEX ортодонтичний віск: Немає

Зубна щітка TANDEX ADVANCE, Міжзубний

йоржик TANDEX FLEXI і Монопучкова зубна

щітка SOLO Medium: Необхідно замінити, коли щітки втратили форму.

Набір TANDEX® ORTHO KIT™

- Набір засобів догляду
для ортодонтичних пацієнтів

Датський дизайн, виготовлений у м. Лінге, Данія

- Ніжне ефективне очищення

- На основі ретельних досліджень TANDEX розробив цей спеціальний набір засобів догляду для ортодонтичних пацієнтів
- У набір входить інструкція використання, яка допоможе пацієнтам досягти та підтримувати ретельну гігієну порожнини рота до, під час і після встановлення.
- Набір містить засоби для догляду за зубами, які спеціально підходять для забезпечення ніжного та належного очищення зубів та ясен у пацієнтів із незнімними ортодонтичними апаратами
- Спеціалізовані засоби, які забезпечують доступ до важкодоступних місць, наприклад навколо брекетів, під ортодонтичними дугами, у міжзубних проміжках.

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Набір TANDEX Implant Kit



Набір TANDEX® IMPLANT KIT™

Набір для ніжного ефективного догляду у пацієнтів із зубними імплантами
Датський дизайн, виготовлений на нашому заводі в Лінге, Данія

- Грунтуючись на ретельних дослідженнях, TANDEX розробили цей спеціальний набір для м'якого ефективного очищення зубних імплантів.
- В наборі є інструкція для пацієнтів, що допоможе правильно підтримувати ретельну гігієну порожнини рота до, під час і після встановлення зубних імплантів.
- Набір містить особливо м'які засоби для догляду, які спеціально підходять для дбайливого очищення ділянки навколо імплантів.
- Засоби догляду допоможуть очистити важкодоступні місця, такі як міжзубні проміжки та ділянки, де імплант ускладнює доступ.

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Набір TANDEX Implant Kit

Data:

Продукція TANDEX IMPLANT KIT

Barcode: 5703459004746

Вміст:

- 1 Захисний гель TANDEX PREVENT GEL (15 ml)
- 1 Зубна щітка TANDEX ADVANCE Soft
- 1 Монопучкова щітка SOLO UltraSoft
- 1 Зубна щітка TANDEX SoftTouch
- 4 Міжзубні йоржики TANDEX FLEXI UltraSoft різних розмірів
- 1 Інструкція для пацієнтів TANDEX

Пакування: Картон

В упаковці: 12 наборів TANDEX IMPLANT KITS

Використання: Перегляньте інструкції користувача, що додаються.

Зберігання: Уникати попадання прямих сонячних променів у важкодоступному для дітей місці.

Ризики: Немає

Термін зберігання:

TANDEX PREVENT GEL: Більше 3 років – після відкриття 3 місяці

TANDEX ADVANCE, TANDEX SoftTouch, TANDEX FLEXI UltraSoft and SOLO UltraSoft:

Необхідно замінити, коли щітки втратили форму.

- Додаткову інформацію про кожен продукт, що входить до складу TANDEX IMPLANT KIT, ознайомтесь на наступній сторінці

Виробник: Данія

HS CODE: 96032100

UNSPSC Code: 53131503



The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Набір TANDEX Implant Kit



Захисний гель TANDEX® PREVENT GEL™

Ефективна комбінація 0,12% хлоргексидину та 900 ppm фториду датської якості, виготовлено в Лінге, Данія

c

- Ніжне ефективне очищення
- Ідеальний захист від нальоту та карієсу
- Зміцнює емаль
- Антибактеріальний ефект
- Приємний м'ятний смак
- Консистенція полегшує використання
- Зручний дозатор туби у формі голки
- Не містить спирту
- Не абразивний
- Виготовлено в Данії
- TANDEX PREVENT GEL не містить шкідливих хімічних речовин відповідно до Датської ради споживачів The Danish Consumer Council THINK Chemicals "GREEN LABEL"

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Набір TANDEX Implant Kit

Data:

Продукція: Набір TANDEX PREVENT GEL

Barcode: -

Вміст: (INCI) вода, гідроксиетилцелюлоза, 0,2% фторид натрію, 0,2% хлоргексидину диглюконат, аромат, лаурет- 20, сахарин натрію

Вміст тубика: 15 ml

TANDEX IMPLANT KIT складається: 1 тубик 15 ml

Пакування: Тубик PE (Polyethylene) – Ковпачок PP (Polypropylene)

Зареєстрований косметичний продукт: CPNP reference 2420981

Використання : Перегляньте інструкції використання, що додаються.

Інше корисне застосування гелю TANDEX PREVENT у поєднанні з:

Міжзубними йоржиками FLEXI: забезпечують концентроване та точне розміщення в міжзубних проміжках або в тих ділянках, де це необхідно. Нанесіть кілька крапель на пензлик і дотримуйтесь інструкцій для йоржика TANDEX FLEXI.

SOLO by TANDEX: Коли звичайного чищення зубів недостатньо, наприклад, у глибоких пародонтальних кишнях, на лінії ясен, після операцій та навколо імплантів – нанесіть кілька крапель на щітку.

Зубна щітка TANDEX: Коли вся порожнина рота потребує додаткового профілактичного догляду. Використовуйте за показами, але не довше 3 тижнів .

Зверніться за допомогою до стоматолога або гігієніста.

ЗАВЖДИ звертайтеся до стоматолога , якщо ясна кровоточать.

Зберегання: Уникайте прямого попадання сонячних променів у важкодоступному для дітей місці.

Ризик: -

Термін придатності : Більше 3 років – після відкриття 3 місяці

Виробник: Данія

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Набір TANDEX Implant Kit



Зубна щітка TANDEX® Advance™ Soft

Датський дизайн. Виробництво у місті Лінге, Данія

- Ніжне ефективне очищення

- Для виробництва зубних щіток TANDEX Advance використовується сонячна енергія
- Заокруглені волокна мінімізують ризик абразивного пошкодження
- Спеціальний V-подібний проріз зберігає ясна чистими та зменшує наліт
- Спеціальний проріз особливо добре підходить для догляду за зубами у пацієнтів з брекетами
- Довга вузька шийка забезпечує легкий доступ до всіх зубів
- Гумова ручка забезпечує гарне захоплення навіть мокрими пальцями
- Маленька компактна овальна головка
- 51 компактний пучок щетини на 6/12 з нейлону забезпечує ретельне очищення та правильне поглинання води .
- Виготовляються із сировини, що використовується для виробництва харчових продуктів і не містить токсичних речовин та речовин, що порушують гормональний фон.

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: TANDEX Implant Kit



Зубна щітка SOLO® UltraSoft

- Оригінальна зубна щітка монопучкова SOLO® by TANDEX®

Забезпечує м'яке, легке та оптимальне очищення – без пошкодження зубів і ясен.

Датський дизайн. Виробництво у місті Лінге, Данія

- З унікальним м'яким пучком спеціально розроблений і виготовлений для чутливих ясен.
- Унікальний пучок ручної роботи
- Маленька голівка щітки
- Спеціально вигнута довга шийка
- Поєднання вишуканого дизайну та функціональності зубної щітки

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: TANDEX Implant Kit

- Виготовляється на нашому заводі в Данії з використанням сонячної енергії для виробництва.
- Виготовляється з сировини, що використовується для виробництва харчових продуктів, без токсичних речовин та речовин, що порушують гормональний фон

Data:

Продукція: Зубна щітка SOLObyTANDEX – UltraSoft

Ручка: SAN (Styrene Acrylonitrile)

Пучок: 6/12 nylon

Матеріал: Виготовляється з сировини, що використовується для виробництва харчових продуктів і не містить фталатів, ПВХ, бісфенолу А чи інших відомих токсичних і гормональних речовин.

У набір TANDEX IMPLANT KIT входить : 1 зубна щітка SOLObyTANDEX UltraSoft **Кольори:**

Довільний колір з асортименту SOLObyTANDEX UltraSoft

Упаковка: BOPP

Barcode: -

SOLObyTANDEX, UltraSoft				
Ручка	довжина: 17,9cm	діаметр: 1,5cm	матеріал: SAN	вага: 8g
Щітка	довжина: 7mm ±0,5mm	діаметр: 4,0mm	матеріал: Nylon, білого кольору	товщина волокон: 4mils(0.1016 mm)
Виробник: Данія		Щітка не містить ПВХ (Полівінілхлорид)		

Використання : Перегляньте інструкцію користувача, що додається.

Зберігання : Уникати прямого попадання сонячних променів у важкодоступному для дітей місці

Ризики: Немає за умов використання за призначенням.

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Набір TANDEX Implant Kit



Зубна щітка TANDEX® SoftTouch™

- Ультрам'яка щетина

Ніжне ефективне очищення

Датський дизайн. Виробництво у місті Лінге, Данія

- Для виробництва TANDEX SoftTouch використовується сонячна енергія
- Густо розташовані пучки забезпечують ефективне очищення
- Щетина на 6/12 нейлон, забезпечує ретельне очищення та правильне поглинання води
- Заокруглена головка щітки ніжна для порожнини рота
- Довга кутова шийка забезпечує легкий доступ до всіх зубів, в тому числі до молярів
- Широка ручка з шорсткою поверхнею забезпечує зручне утримання щітки навіть мокрими руками
- Довгу ручку зручно тримати
- Виготовляються із сировини, що використовуються для виробництва харчових продуктів і не містить токсичних і гормональних речовин

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Набір TANDEX Implant Kit



Міжзубні йоржики TANDEX® FLEXI® Ultra Soft

- Преміальний бренд міжзубних йоржиків

- Ніжне ефективне очищення

- Унікальна, гнучка ручка, забезпечує зручне використання
 - Завдяки спеціальному матеріалу ручки, йоржик не ковзає у руці і забезпечує добре захоплення навіть вологими руками
 - Наконечник йоржика легко адаптується під оптимальним кутом
 - Зручний і простий у використанні
 - Стержень із дроту, покритий пластиком, щоб уникнути чутливості та неприємного металевого присмаку
 - Забезпечує хорошу гігієну порожнини рота
 - Допомагає запобігти нальоту та карієсу
 - Дозволена харчова сировина
-

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Набір TANDEX Implant Kit

Дата

Продукція: Міжзубні йоржики TANDEX FLEXI Ultra Soft

Ручка: TPE (Thermoplastic elastomer)

Волокна: 6/12 nylon

Дріт: Plastic coated

Сировина: Виготовляються із сировини, що використовуються для виробництва харчових продуктів і не містить фталатів, ПВХ, бісфенолу А чи інших відомих токсичних і гормональних речовин.

В Набір TANDEX IMPLANT KIT входить: 4 Міжзубні йоржики TANDEX FLEXI UltraSoft чотирьох розмірів- Білий, Світло-сірий, Темно-сірий і Чорний

Характеристика:

Колір	Розмір	ISO	d пучка	d дроту
Білий	0.7	1	2.50 mm	0.40 mm
Світло-сірий	0.9	2	3.00 mm	0.60 mm
Темно-сірий	1.4	4	3.00-6.00 mm	1.00 mm
Чорний	1.6	5	5.00 mm	0.70 mm

Barcode: -

Використання : Перегляньте інструкцію користувача, що додаються.

Зберігання : Уникати попадання прямих сонячних променів і у важкодоступному для

дітей місці . Ризик: Немає за умов використання за призначенням

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Віск ортодонтичний TANDEX



TANDEX® Віск ортодонтичний

Виготовлено в Данії

- Захисний бар'єр слизової

- Легко наноситься
- Запобігає пошкодженню слизової
- Ідеальний бар'єр між незручними ріжучими краями брекетів і чутливою слизовою порожнини рота
- Заспокоює, коли виникло пошкодження слизової
- Зручна коробка для зберігання

Data:

Продукція : Віск ортодонтичний TANDEX

Barcode: 5703459004845

Вміст: 4 gr. Прозорий білий віск по 5 смужок -
Мікрокристалічний віск

+ 1 TANDEX FLEXI йоржик із захисним ковпачком

Ручка: TPE (Thermoplastic elastomer)

Волокна: 6/12 nylon

Ручка: Пластик

Технічні характеристики йоржика:

Колір	Щітка	Ручка
Лимонний	3.00-6.00 mm	1.00 mm

Використання воску TANDEX:



Зберігання: Уникати прямого попадання сонячних променів у важкодоступному для дітей місці.

Ризики: Немає за умов правильного використання

Термін придатності: Віск TANDEX – немає
TANDEX FLEXI - Необхідно замінити, коли щітка на йоржику втратила форму.



The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling

Data & USP

Subject: Захисний гель TANDEX PREVENT GEL



Захисний гель TANDEX® PREVENT GEL™

Ефективна комбінація 0,12% хлоргексидину та 900 ppm фториду датської якості, виготовлено в Лінге, Данія


Доповнення до щоденного догляду та профілактики зубів і порожнини рота

- Ніжне ефективне очищення
- Ідеальний захист від нальоту та карієсу
- Зміцнює емаль
- Антибактеріальний ефект
- Приємний м'ятний смак
- Консистенція полегшує використання
- Легко дозувати завдяки зручному наконечнику туби у формі голки
- Не містить спирту
- Не абразивний
- Виготовлено в Данії

TANDEX PREVENT GEL не містить шкідливих хімічних речовин відповідно до Датської ради споживачів The Danish Consumer Council THINK Chemicals "GREEN LABEL"

DATA LIST**TANDEX** 

Міжзубні йоржики TANDEX FLEXI INTERDENTAL

Industrivej 4
DK-3540 Lyngø**Міжзубні йоржики Tandex Flexi Бірюзові**

Ручка	довжина: 38mm	ширина: 15mm	матеріал: TPR	вага: 1g
Щітка	довжина: 11,5mm ±0,5mm	діаметр: 1,8mm ±0,2mm	матеріал: білий нейлон	товщина волокон: 2,5mils (0,0635 mm)
	Зелений дріт: 0,18mm Плетений: 0,35mm	PHD: 0,6mm	ISO norm: 0	Нержавіюча сталь покрита пластиком
Виробник Данія		Щітка не містить ПВХ		

Міжзубні йоржики Tandex Flexi Коралові

Ручка	довжина: 38mm	ширина: 15mm	матеріал : TPR	вага: 1g
Щітка	довжина: 11mm ±0,5mm	діаметр: 2,0mm ±0,2mm	матеріал: білий нейлон	товщина волокон: 2,5mils (0,0635 mm)
	Рожевий дріт: 0,20mm Плетений: 0,40mm	PHD: 0,7mm	ISO norm: 1	Нержавіюча сталь покрита пластиком
Виробник Данія		Щітка не містить ПВХ		

Міжзубні йоржики Tandex Flexi Оранжевий

Ручка	довжина: 38mm	ширина: 15mm	матеріал : TPR	вага: 1g
Щітка	довжина: 11mm ±0,5mm	діаметр 2,5mm ±0,2mm	матеріал: білий нейлон	товщина волокон: 2,5mils (0,0635 mm)
	Жовтий дріт: 0,21mm Плетений : 0,45mm	PHD: 0,8mm	ISO norm: 1	Нержавіюча сталь покрита пластиком
Виробник Данія		Щітка не містить ПВХ		

Міжзубні йоржики Tandex Flexi Рубіновий

Ручка	довжина: 38mm	ширина: 15mm	матеріал : TPR	вага : 1g
Щітка	довжина: 14mm ±0,5mm	діаметр 3,0mm ±0,2mm	матеріал: білий нейлон	товщина волокон: 3mils (0.0762 mm)
	Червоний дріт: 0,25mm Плетений : 0,50mm	PHD: 0,9mm	ISO norm: 2	Нержавіюча сталь покрита пластиком
Виробник Данія		Щітка не містить ПВХ		

Міжзубні йоржики Tandex Flexi Аквамариновий

Ручка	довжина: 38mm	ширина: 15mm	матеріал : TPR	вага : 1g
Щітка	довжина: 14mm ±0,5mm	діаметр 3,0mm ±0,2mm	матеріал: білий нейлон	товщина волокон: 3mils (0.0762 mm)
	Блакитний дріт: 0,28mm Плетений : 0,60mm	PHD: 1,0mm	ISO norm: 2	Нержавіюча сталь покрита пластиком
Виробник Данія		Щітка не містить ПВХ		

DATA LIST**TANDEX** 

Міжзубні йоржики Tandex Flexi

Industrivej 4
DK-3540 Lynge**Міжзубні йоржики Tandex Flexi Лимонний**

Ручка	довжина: 38mm	ширина: 15mm	матеріал: TPR	вага: 1g
Щітка	довжина: 16mm ±0,5mm	діаметр: 3,5mm ±0,2mm	матеріал: білий нейлон	товщина волокон: 3mils (0.0762 mm)
	Жовтий дріт: 0,35mm Плетений: 0,70mm	PHD: 1,1mm	ISO norm: 3	Нержавіюча сталь покрита пластиком
Виробник Данія		Щітка не містить ПВХ		

Міжзубні йоржики Tandex Flexi Бузковий

Ручка	довжина: 38mm	ширина: 15mm	матеріал: TPR	вага: 1g
Щітка	довжина: 16mm ±0,5mm	діаметр 3,0-5,0mm ±0,2mm	матеріал: білий нейлон	товщина волокон: 3mils (0.0762 mm)
	Синій дріт: 0,35mm Плетений: 0,80mm	PHD: 1,4mm	ISO norm: 4	Нержавіюча сталь покрита пластиком
Виробник Данія		Щітка не містить ПВХ		

Міжзубні йоржики Tandex Flexi Лимонний

Ручка	довжина: 38mm	ширина: 15mm	матеріал: TPR	вага: 1g
Щітка	довжина: 23mm ±0,5mm	діаметр: 3,0-6,0mm ±0,2mm	матеріал: білий нейлон	товщина волокон: 4mils (0.1016 mm)
	Зелений дріт: 0,45mm Плетений: 1,00mm	PHD: 1,6mm	ISO norm: 5	Нержавіюча сталь покрита пластиком
Виробник Данія		Щітка не містить ПВХ		

Міжзубні йоржики Tandex Flexi Фіолетовий

Ручка	довжина: 38mm	ширина: 15mm	матеріал: TPR	вага: 1g
Щітка	довжина: 23mm ±0,5mm	діаметр: 8,0mm ±0,2mm	матеріал: білий нейлон	товщина волокон: 4mils (0.1016 mm)
	Фіолетовий дріт 0,50mm Плетений: 1,20mm	PHD: 1,9mm	ISO norm: 6	Нержавіюча сталь покрита пластиком
Виробник Данія		Щітка не містить ПВХ		

Міжзубні йоржики Tandex Flexi Салатовий

Ручка	довжина: 38mm	ширина: 15mm	матеріал: TPR	вага: 1g
Щітка	довжина: 23mm ±0,5mm	діаметр: 8,5mm ±0,2mm	матеріал: білий нейлон	товщина волокон: 4mils (0.1016 mm)
	Зелений дріт: 0,52mm Плетений: 1,30mm	PHD: 2,6mm	ISO norm: 7	Нержавіюча сталь покрита пластиком
Виробник Данія		Щітка не містить ПВХ		

Міжзубні йоржики Tandex Flexi Синій

Ручка	довжина: 38mm	ширина: 15mm	матеріал: TPR	вага: 1g
Щітка	довжина: 23mm ±0,5mm	діаметр: 10,0mm ±0,2mm	матеріал: білий нейлон	товщина волокон: 5mils (0.127 mm)
	Wire: 0,52mm Twisted: 1,40mm	PHD: 3,0mm	ISO norm: 8	Нержавіюча сталь покрита пластиком
Виробник Данія		Щітка не містить ПВХ		

The
Premium
Brand

TANDEX 
keeps you smiling




Міжзубні йоржики TANDEX WOODI

- Оптимальний засіб для очищення міжзубних проміжків, імплантів, ортодонтичних апаратів і брекетів.
- Екологічно-чисті йоржики з ручкою із березової деревини, сертифікованої FSC.
- В усіх йоржиках дріт із пластиковим покриттям, щоб уникнути чутливості та неприємного металевого присмаку.
- Унікальний дизайн та функціональність.
- Легко тримати, навіть мокрими руками.
- FSC-сертифікований картон упаковки.
- Кожна упаковка містить подовження ручки.

Ковпачок ідеально підходить коли щітку потрібно зігнути під оптимальним кутом для легкого доступу у важкодоступних місцях.

Вага берези (Grams)	Вага сталі (Grams)	Вага пластику (Grams)	Загальна вага (Grams)	% Сталі	% Пластику
0,79	0,008	0,002	0,8	1,00	0,25
0,79	0,01	0,0025	0,803	1,25	0,31
0,79	0,018	0,0046	0,813	2,22	0,57
0,79	0,038	0,0096	0,838	4,54	1,15
0,79	0,045	0,01	0,85	5,33	1,18
0,79	0,09	0,02	0,9	10,00	2,22

TANDEX WOODI



TANDEX WOODI VALUE PACK

